Лабораторная работа 2.2.1 Исследование взаимной диффузии газов

Милославов Глеб, Б04-105

February 9, 2022

Цель работы: 1) регистрация зависимости концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводности при разных начальных давлениях смеси газов;

2) определение коэффициента диффузии по результатам измерений.

В работе используются: измерительная установка; форвакуумный насос; баллон с газом (гелий); манометр; источник питания; магазин сопротивлений; гальванометр; секундомер.

1 Теоритическая часть

Плотность диффузионного потока любого компонента (т. е. количество вещества, проходящее в единицу времени через единичную поверхность) определяется законом Фика:

$$j = -D\frac{\partial n}{\partial x},\tag{1}$$

где D- коэффициент взаимной диффузии газов, а j- плотность потока частиц.

В наших условиях решение задачи упрощается благодаря тому, что: а) объем соединительной трубки мал по сравнению с объемами сосудов, б) концентрацию газов внутри каждого сосуда можно считать постоянной по всему объему. Диффузионный поток в любом сечении трубки одинаков. Поэтому $J = -DS(\partial n/\partial x)$ не меняется вдоль трубки. Следовательно,

$$J = -DS\frac{n_1 - n_2}{l}. (2)$$

Из данных формул и из закона сохранения вещества следует, что:

$$n_1 - n_2 = (n_1 - n_2)_0 e^{-t/\tau}. (3)$$

По этому же закону изменяются во времени показания гальванометра (например, в делениях шкалы):

$$N = N_0 e^{-t/\tau}. (4)$$

Величина τ определяется геометрическими размерами установки (l, S, V_1, V_2) и величиной коэффициента диффузии D:

$$\tau = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{SD} \tag{5}$$

Для измерения концентраций в данной установке применяются датчики теплопроводности D_1, D_2 и используется зависимость теплопроводности газовой смеси от ее состава. Тонкая проволочк а радиуса r, протянутая вдоль оси стеклянного цилиндра радиуса R, нагревается током. Тепло от проволочки к стенке цилиндра переходит главным образом вследствие теплопро-

водности газа, находящегося внутри цилиндра. Количество тепла, передающееся стенке в единицу времени, выражается по формуле:

$$Q = \chi \frac{2\pi L}{\ln(R - r)} (T_1 - T_2), \tag{6}$$

где χ — теплопроводность, L — длина нити, T_1, T_2 — температуры проволочки и стенки.

2 Эксперементальная часть

Найдём коэффициент взаимной диффузии газов D, зная каоэффициент наклона этой прямой. Из формулы (4) следует:

$$\ln(U) = -\frac{1}{\tau}t + \ln(U_0). \tag{7}$$

Подставив выражение (5) получим:

$$D = -k \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{L}{S},\tag{8}$$


где $k=-\frac{1}{\tau}$ - коэффициент наклона прямой $\ln(U)=kt+\ln(U_0)$ Погрешность D будем считать по формуле:

$$\sigma_D = D\sqrt{\left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\alpha}{\alpha}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\beta}{\beta}\right)^2},\tag{9}$$

где $\alpha = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2}$ и $\beta = \frac{L}{S}$.

2.1 Рабочее давление 41,3 торр.


График зависимости логарифма значиений напряжений от времени для 41,3 торр имеет вид:



Заметим, что точки и вправду лежат на прямой, коэффициент наклона которой равен $k=-0,004850\pm0,000003~c^{-1}$. По формулам (8) и (9) получим:

$$D = 9,96 \pm 0,23 \, \frac{c \text{M}^2}{c}$$


2.2 Рабочее давление 105,1 торр.



$$k = -0,001860 \pm 0,000001 \ c^{-1}$$

$$D = 3,82 \pm 0,09 \ \frac{c {\it M}^2}{c}$$


2.3 Рабочее давление 169,0 торр.



$$k = -0,001360 \pm 0,000002 \, c^{-1}$$

$$D = 2,79 \pm 0,06 \, \frac{c {\it m}^2}{c}$$


2.4 Рабочее давление 240,3 торр.



$$k = -0,000925 \pm 0,000002 c^{-1}$$

$$D = 1,90 \pm 0,04 \frac{c M^2}{c}$$


2.5 Рабочее давление 304,1 торр.



$$k = -0,000737 \pm 0,000001 \ c^{-1}$$

$$D = 1,51 \pm 0,03 \ \frac{c {\it M}^2}{c}$$

2.6 Зависимость $D(\frac{1}{P})$



Заметим, что точки лежат на прямой в пределах погрешностей. По значениям параметров аппроксимирующей прямой найдём коэффициент взаимной диффузии гелия и воздуха для атмосферного давления:

$$D(P_{amm}) = 0.75 \pm 0.04 \, \frac{cm^2}{c}$$

2.7 Оценка λ_{He} и $\sigma_{He-603\partial}$

Приближённо можно считать, что : $D=\frac{1}{3}\lambda v$, где $v=\sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$.

Тогда можно оценить λ_{He} для $P_{am{\cal M}}$: $\lambda_{He}=(5,7\pm0,3)*10^{-6}{\cal M}$

Также из соотнощений $\lambda=\frac{1}{n\sigma}$ и $n=\frac{P}{k_BT}$ оценим величину $\sigma_{He-603\partial}$:

$$\sigma_{He-603\partial} = (7, 1 \pm 0.4) * 10^{-20} M^2$$

3 Вывод

В работе был проведён ряд эксперементов для изучения взаимной диффузии гелия и воздуха. Изучив показания датчиков теплопроводности, получили зависимость концентраций газов от времени, убедились в том, что эта зависимость экспоненциальная (с помощью графиков вида (7)). Также исходя из полученных зависимостей были посчитаны коэффициенты взаимной диффузии D гелия и воздуха для разных давлений, после чего можно убедиться в справедливости зависимости $D \propto \frac{1}{P}$. Экстраполируя её к атмосферному давлению, можно найти D для P_{amm} :

$$D(P_{amM}) = 0.75 \pm 0.04 \, \frac{cM^2}{c},$$

а также длину свободного атомов гелия в воздухе:

$$\lambda_{He} = (5, 7 \pm 0, 3) * 10^{-6} M$$

и эффективное сечение столкновений атомов гелия с молекулами воздуха:

$$\sigma_{He-603\theta} = (7,1\pm0.4)*10^{-20} \text{M}^2$$